

my generation



by **schein**



2

Orthesen • Stabil • Antivarus

SCHUHE



Germany since 1879

Ein gutes Gefühl – nicht nur am Fuß

Unser Unternehmen steht seit vier Generationen für eine bewusste und sensible Auseinandersetzung mit den Themen Orthopädie, Mensch und Mobilität. Unsere mehr als 30-jährige Erfahrung in der Herstellung therapeutischer Schuhe und das von Generation zu Generation übermittelte Wissen garantieren hochwertige Qualität und beste Verarbeitung unserer Schuhe.

Grundsatz eines jeden von uns entwickelten Therapieschuhs ist es, die Vorgaben der Medizin und deren Erkenntnisse als Maßstab zu betrachten, um die bestmögliche Versorgung des Fußes zu gewährleisten. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Produkte und stehen dafür in einem stetigen Dialog mit unseren Kunden, um mit ihren hohen Ansprüchen Schritt zu halten.

Aber natürlich gehen wir auch mit der Zeit: Die Orientierung an der Mode sowie an aktuellen Trends und Farben übertragen wir auf unsere Schuhe. So erzielen wir einen orthopädischen Schuh, der stark dem Aussehen eines Normalschuhs entspricht. Über 2.000 Partner in ganz Deutschland führen unsere my generation Produkte und gewährleisten damit eine flächendeckende Verfügbarkeit.

My generation steht nicht nur für eine erstklassige Herstellung, die viel Liebe zum Detail und einen hohen Anteil an Handarbeit beinhaltet. Auch viele weitere positive Faktoren, wie hochwertige und langlebige Materialien, moderne Technologien und ein systematisches Qualitätssicherungssystem, fließen in unsere Produkte ein, damit Sie Ihre Versorgungsziele erreichen können. Darauf können Sie vertrauen.



Ihr

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Schein' with a stylized flourish at the end.

Arnd Schein

my generation

by **schein**

Informationen

Auch Füße müssen wachsen	4-5
Die Schuhversorgung	6-11
Die Einlagenversorgung	12
Hilfsmittelverordnung	13
Materialien	14-15
Sohlentypen	16-17
Sohlenmaterial, Absätze und Co.	18-20
Qualitätsmanagement	21

my design Konfigurator

my design Konfigurator und Modelle	22-27
--	-------

Orthesenschuhe	28-65
-----------------------------	-------

Stabilschuhe	66-77
---------------------------	-------

Multistabilschuhe	78-79
--------------------------------	-------

Antivarusschuhe	80-95
------------------------------	-------





Auch Füße müssen wachsen

Der Schuh muss passen

Unsere Füße sollen uns ein Leben lang tragen.
 Daher kommen dem Schuh besondere Aufgaben zu:
 Er soll uns Sicherheit geben, ohne dass wir ihn spüren.
 Er muss strapazierfähig und bequem sein.
 Und er darf das Wachstum nicht negativ beeinflussen.

In der Regel wächst der Fuß eines Kleinkindes (bis zum vierten Lebensjahr) bis zu zwei Zentimeter pro Jahr, also bis zu drei Schuhgrößen.
 Ab dem vierten Lebensjahr kann das Wachstum pro Jahr bis zu zwei Schuhgrößen betragen.
 Daher sollte der Schuh nicht zu klein gekauft werden.
 Zu groß darf er aber auch nicht sein.
 Ein zu großer Schuh kann dem Fuß – genau wie ein zu kleiner – schaden.



Unsere Therapieschuhe sorgen für den richtigen Halt

Der richtige Fersenhalt und vielseitige Verstellmöglichkeiten über dem Rist sorgen für einen gut passenden Schuh. Im Vorfußbereich bieten unsere Schuhe ausreichend Platz für die Zehen.

Größenbestimmung

Die Schuhgröße setzt sich bei Kindern und Jugendlichen wie folgt zusammen:

Fußlänge + $\underbrace{\text{Schubraum} + \text{Zuwachsraum}}_{\text{Zugabe}} = \text{Schuhgröße}$

Speziell für unsere Schuhe haben wir ein Fußmessgerät entwickelt. Es berücksichtigt die notwendige Zugabe. Auf der Rückseite des Messgerätes finden Sie die Weitentabelle für unser Orthesen- und Stabilschuhprogramm.



Die Schuhversorgung

Orthesenschuhe

Raum für Therapie

Viele Menschen empfinden das Tragen einer Beinorthese oftmals als Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Unsere Orthesenschuhe sind daher so konzipiert, eine optimale Passform von Fuß, Orthese und Therapieschuh zu gewährleisten. Die stabile Fersenkappe sorgt in Kombination mit dem erhöhten und flexiblen Schafttrand für einen guten Sitz und eine hohe Standsicherheit.

Aber nicht nur die optimale Passform unserer Schuhe ist von Bedeutung. Auch das leichte An- und Ausziehen unserer Orthesenschuhe ist gerade im Alltag enorm wichtig. Viele unserer Modelle haben daher eine Einstiegschlaufe, die das An- und Ausziehen erleichtert. Damit nicht genug: Durch den in vielen Modellen vorgezogenen Derbypunkt ist eine sehr weite Öffnung des gesamten Schuhs möglich.



Darüber hinaus begleitet uns nicht nur der medizinische Aspekt bei der Entwicklung der Orthesenschuhe. Auch modische Gesichtspunkte spielen eine wichtige Rolle.


Daher ist das Design unserer Therapieschuhe dem eines Normalschuhs stark nachempfunden. Wir orientieren uns dafür an der aktuellen Mode, an trendigen Schnitten bzw. Farben und setzen diese auf unsere Therapieschuhe um, damit sich Menschen darin wohl fühlen.

Sollten weitere Anpassungen für die Orthese benötigt werden, kann der Orthopädie(schuh)-techniker diese individuell vornehmen. An allen Orthesenschuhen lassen sich orthopädische Maßnahmen und Zurichtungen spezifisch umsetzen, damit die Füße optimal versorgt sind.

Rundum gut versorgt



Orthesenschuhe



In den Weiten TN5, TN8, TN9 und TN12 erhältlich. Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe problemlos in Weite und Größe kombiniert werden.

Skizze: symbolische Darstellung der Brandsohlenform und des Leistenvolumens.

Die Schuhversorgung

Stabilschuhe

Richtiges Schuhwerk zur hilfreichen Unterstützung

Unsere Stabilschuhe bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie können Fuß und Sprunggelenke entlasten, stabilisieren und führen.



Folgende Indikationen haben sich bewährt:

- Ruhigstellung schmerzhafter Fußgelenke: bei rheumatoider Arthritis oder bei Arthritis anderer Ursache
- Stützen bandschwacher Gelenke: nach Bandläsionen am Sprunggelenk oder bei angeborener Fibulaaplasie
- Führen neurologisch gestörter Gelenke: bei Cerebralparese, bei Spina bifida oder nach Poliomyelitis
- Versorgung leichter und mittelgradiger Fußdeformitäten

Vielfältige Ausstattungsmerkmale für unterschiedliche Indikationen



Stabilschuhe



In den Weiten TN2, TN4 und TN6 erhältlich. Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe problemlos in Weite und Größe kombiniert werden.

Skizze: symbolische Darstellung der Brandsohlenform und des Leistenvolumens.

Die Schuhversorgung

Antivarusschuhe

Eine zuverlässige Versorgung
von Anfang an

Der kindliche Sichelfuß ist eine Fehlstellung, die häufig angeboren ist und sich gut konservativ behandeln lässt. Grundsätzlich sollte der Sichelfuß so früh wie möglich therapiert werden, um Folgeschäden vorzubeugen. Daher beginnt die Sichelfußtherapie bereits im Säuglingsalter mit entsprechenden Korrekturmaßnahmen.

Je nachdem, wie stark die Fehlstellung ausgeprägt ist, kann die Redressionsbehandlung mit Krankengymnastik, Gipsverbänden und Nachtschienen durchgeführt werden.

Wenn zum Laufbeginn die Fehlstellung fort-dauert, können korrigierende Antivarusschuhe in Kombination mit Einlagen eingesetzt werden.

Die Indikation für Antivarusschuhe ist bei der Behandlung gehfähiger Kinder mit Vorfuß-adduktion, wie dem Sichel-, Serpentin- oder vorbehandelten Klumpfuß, gegeben.

Erwartungen hinsichtlich Therapie, Tragekomfort und des Aussehens eines Straßenschuhs werden erfüllt.


Wachstum
erfolgreich
lenken



Die Wirkung unserer Antivarusschuhe beruht auf der bewährten 3-Punkte-Korrektur:

Die ersten beiden Korrekturpunkte auf der Innenseite der Ferse und in Höhe des Lisfranc'schen Gelenks stabilisieren den Rückfuß vor Verdrehung im Sprunggelenk bei der erforderlichen Vorfußkorrektur.

Der dritte Korrekturpunkt befindet sich auf der Innenseite des Großzehengrundgelenks. Dies führt zur Korrektur des Vorfußes und der Fuß wird daran gehindert, in die Fehlstellung zurückzuweichen.



Um diese gezielte Korrektur zu erreichen, verfügt der Antivarusschuh über eine rückfußumfassende Fersenkappe, die auf der Innenseite verlängert ist. Die korrigierenden Eigenschaften unserer Antivarusschuhe unterstützen eine erfolgreiche konservative Versorgung der Sichelfußstellung. Die Korrektur erfolgt bei einer Achsabweichung nach außen von mindestens 8°.

Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe problemlos in Weite und Größe kombiniert werden.

Die Einlagenversorgung

Einlagen sind beim Einsatz von Therapieschuhen oft unerlässlich.

Unsere NovaPED-Einlagenrohlinge sind in verschiedenen Konstruktionen und mit variablen Materialkombinationen erhältlich. So bieten wir hier für unterschiedliche Indikationen eine kleine Auswahl aus unserem Einlagenprogramm an.

Zur Korrektur eines Sichelfußes oder vorbehandelten Klumpfußes kann eine thermoplastisch geformte Schaleneinlage mit vorgezogener medialer Backe verwendet werden.

Die S90-Schaleneinlagen in bewährter Folientechnik wirken stabilisierend, entlastend und korrigierend. So können sie beispielsweise bei einem schmerzhaften korrigierbaren Knick-Senk-Fuß für Entlastung sorgen und die Fußstellung korrigieren.

Auch für die Beeinflussung der Muskelspannung bietet NovaPED das passende Versorgungskonzept. Verwendet werden die Einlagen zum Beispiel zur Aktivierung der Muskelspannung bei schlaffem Knick-Senk-Fuß, zur Reduzierung der Muskelspannung beim Hohlfuß oder zur Verbesserung des Gangbildes bei infantiler Cerebralparese.





Materialien

Leder ist ein Stück Natur

Wir arbeiten ausschließlich mit Herstellern zusammen, die unserem hohen Anspruch an hochwertiger Verarbeitung und nachhaltiger Produktion gerecht werden. Nur damit können die gesundheitlichen Bedürfnisse unserer Kunden voll erfüllt werden.

Die für unsere Therapieschuhe eingesetzten Leder unterliegen deshalb gesetzlich festgelegten Prüfkriterien. Von der Ledergerbung bis hin zur Verarbeitung im Schuhbau sorgen ständige Kontrollen für gleichbleibend hervorragende Qualität. Daher sind vereinzelt Kratzer oder vernarbte Insektenstiche, die möglicherweise auf dem Oberleder vorhanden sind, deutliche Merkmale seiner Natürlichkeit und kein Fehler in der Verarbeitung.

Das Ledersymbol als Gütesiegel dokumentiert die Lederqualität und bietet die bestmögliche Sicherheit.



Lederpflege

Gerade Kinderschuhe sind häufig extremen Belastungen ausgesetzt. Das Oberleder muss dabei viel aushalten. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege zu empfehlen.

Bei Glattleder kann eine Pflegecreme eingesetzt werden. Nubukleder hat eine samtige Oberfläche, die bei starker Beanspruchung mit der Zeit speckig wird. Hier bietet ein Schleifpad bzw.

Radierer gute Möglichkeiten, die Optik wieder zu verbessern. Spezielle Nubukstifte pflegen das Oberleder.



Vor dem ersten Tragen sollte das Obermaterial mit einem Nässeschutzspray behandelt werden, um die Schuhe vor Feuchtigkeit zu schützen.


Allgemein gilt, feuchte Schuhe nur langsam bei Zimmertemperatur trocknen zu lassen, also keiner zusätzlichen Wärmequelle auszusetzen.



Wir haben was gegen nasse Füße

Nichts ist unangenehmer als nasskalte Füße. Deshalb hat SympaTex eine spezielle Membran entwickelt, die den Schweiß aufnimmt und durch die Schuhe nach außen leitet. So bleiben die Füße immer warm und trocken. Umgekehrt sorgt die SympaTex-Membran dafür, dass keine Feuchtigkeit in den Schuh eindringen kann. Sie ist somit ein wirkungsvoller Schutz und zusätzlich atmungsaktiv.

Viele unserer Winterschuhe haben wir mit der SympaTex-Membran ausgestattet. Diese stehen immer am Ende des jeweiligen Schuhkapitels und sind mit dem SympaTex-Symbol gekennzeichnet.



Immer warm und trocken



Sohlentypen

Einsatzbereich: Orthesen-, Stabil-, Antivarus-/Neutralschuhe



- Die flexible Laufsohle fördert die Abrollbewegung des Fußes
- Im Antivarus-/ Neutralschuhe-Bereich ist die Laufsohle auf Grund der eingebauten 3-Punkte-Korrektur weniger flexibel
- Schalenboden mit großer Eintauchtiefe (bei Größe 28 von ca. 15 mm)
- Breite Standfläche
- Geschäumter PU-Boden (Vollmaterial)
- Leicht zurichtbar



- Aufgelegter Lederrahmen
- Breite Standfläche
- Geschäumter EVA-Boden im Strahlenprofil (der mediale Flügelabsatz unterstützt den Fuß auf der Innenseite)
- Leicht zurichtbar



- Ballenrolle
- Breitere Standfläche
- Microporo-Zwischensohle
- Die Gummilaufsohlenplatte im Dreiecksprofil sorgt für einen sicheren Stand
- Sehr leicht zurichtbar

Bitte beachten Sie, dass der Spitzenhub, die Laufsohlenabwicklung sowie die Sohlenform und -breite auch innerhalb der Schuhsegmente unterschiedlich sein können.

Einsatzbereich: Stabilschuhe




- Die flexible Profilsohle unterstützt das natürliche Gangbild
- Schalenboden mit Eintauchtiefe (bei Größe 28 von ca. 10 mm)
- Breitere Standfläche
- Geschäumter PU-Boden mit Luftkammersystem
- Zurichtbar

Einsatzbereich: Antivarus-/Neutralschuhe



- Schalenboden mit Eintauchtiefe (bei Größe 28 von ca. 10 mm)
- Breite Standfläche
- Geschäumter PU-Boden mit Luftkammersystem
- Zurichtbar

Sicher auf den Beinen



Sohlenmaterial, Absätze und Co.

So trendig können Sohlen sein

Sohlenplatten sind in der Größe 38 x 26 cm
und in den folgenden Farben erhältlich.

Artikel-Nr.	Farbe
231940-000	schwarz
231940-001	weiß
231940-002	honig
231940-003	rosa
231940-004	blau
231940-005	orange
231940-006	mambagrün
231940-007	grau
231940-008	rot




Rotationsabsätze

Mit jedem Schritt unterstützt der (De-)Rotationsabsatz das natürliche Gangbild und beschleunigt die Korrektur von Beinrotationsfehlern.

Die effektive Tragezeit eines Paares (De-)Rotationsabsätze liegt zwischen vier und sechs Wochen. Sollten während der sechswöchigen Tragezeit einzelne Rippen abbrechen, wird die Rotation dadurch nicht gemindert. Selbst mit drei oder vier Rippen wird noch wirksam rotiert. Dies kann man sehr einfach selbst prüfen, indem man von Hand den Schuh im Fersenbereich herunterdrückt.

Artikel-Nr.	Form	Größe	Farbe
012250-010	rund	ca. 68 x 68 mm	schwarz
012250-020	rund	ca. 87 x 87 mm	schwarz

Die Korrektur findet üblicherweise in einem Zeitraum von neun Monaten statt, in dem mindestens sechs Paar (De-)Rotationsabsätze gebraucht werden. Natürlich nimmt die Behandlungszeit mit dem Grad des Rotationsfehlers zu.



Schnürsenkel in vielen Farben und Längen


Ton in Ton oder lieber mal frech kombinieren: Sie haben die Wahl. Wir bieten Schnürsenkel in vielen Farben und Längen. Damit können Sie Ihre Schuhe individuell gestalten. Jeweils in den Längen 75, 90, 120 und 150 cm.

In unserem „my design“ Konfigurator können Sie die verschiedenen Schnürsenkel direkt an einigen Schuhen ansehen und selbst kombinieren. www.mydesign-schein.de



Artikel-Nr.	Farbe
239000	schwarz
239001	weiß
239002	dunkelblau
239003	orange
239004	mambagrün
239005	royal
239006	rosa
239007	rot
239008	anthrazit
239009	grau
239010	grau glitzer
239011	weiß glitzer
239012	blau glitzer
239013	bordeaux glitzer

Doppelt hält besser



Qualitätsmanagement



Nachhaltige, umweltfreundliche Produktion

Unser Unternehmen engagiert sich seit Jahren für eine nachhaltige, umweltfreundliche Produktion. Dies gilt für die Herstellung des Leders genauso wie für die gesamte Weiterverarbeitung – für eine sichere und saubere Umwelt.



TÜV-zertifiziert

Als verantwortungsvolles Familienunternehmen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, muster-gültige Qualität zu produzieren. Dazu gehört auch eine unabhängige, externe Qualitätsprüfung, der wir uns jedes Jahr aus eigenem Antrieb unterziehen. Seit 1997 zeichnet das Qualitätsmanagementzertifikat des TÜV Rheinland die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens aus. Darin wird bescheinigt, dass unsere Arbeitsabläufe systematisiert sind und die Herstellung von hochwertigen Produkten sichergestellt ist.

Wir arbeiten ausschließlich mit ausgewählten und qualifizierten Lieferanten zusammen.

Nachhaltigkeit auf Schritt und Tritt



my design KONFIGURATOR

Mein individueller Schuh


Das Design unserer Therapieschuhe ist stark an alltägliche Straßenschuhe angelehnt, um die modische Komponente, die gerade im Jugendalter eine wichtige Rolle spielt, zu berücksichtigen. Durch die vielen Materialien, Lederarten und unterschiedlichen Stoffe haben wir eine vielfältige Kollektion entwickelt, die Trends mit therapeutischem Nutzen verbindet – damit die Füße optimal versorgt sind.

Doch nicht immer treffen wir genau den persönlichen Geschmack. Kinder, Teenies oder Erwachsene finden beispielsweise Gefallen an einem Modell, hätten es aber lieber in einer anderen Farb- bzw. Materialkombination, als es im Katalog zu finden ist.


Daher haben wir den my design Schuhkonfigurator entwickelt, mit dem Sie Ihr eigenes einzigartiges Schuhpaar ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen zusammenstellen können.

Von der Sohle bis zum Schnürsenkel gibt es zahlreiche Gestaltungsvariationen mit einer großen Auswahl an Farben. Mit der ausgedruckten Vorlage gehen Sie zum Fachhändler und bestellen dort Ihr selbst konfiguriertes Modell. Farbabweichungen und Änderungen sind vorbehalten.

Die ausgewählten Modelle, die Sie konfigurieren und nach Ihren Wünschen zusammenstellen können, erkennen Sie an folgendem Symbol:



my design Modelle



Orthesenschuh: Katalogseite 34–35
 Stabilschuh: Katalogseite 68–69
 Antivarusschuh: Katalogseite 84



Konfigurationscode:
 DESSA001



Konfigurationscode:
 DESSA002



Konfigurationscode:
 DESSA003

**Konfigurations-
 beispiele**
 Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Verschluss	Reflektor
Orthesenschuh	379300	TN8	18 - 42	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Ja
Stabilschuh	357000	TN4	23 - 42	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Ja
Antivarusschuh	341000 341005	AV NS	18 - 42	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Ja



my design

www.mydesign-schein.de



Orthesenschuh: Katalogseite 46–49
 Stabilschuh: Katalogseite 70–71
 Antivarusschuh: Katalogseite 86–87



Konfigurationscode:
DESCS001



Konfigurationscode:
DESCS002



Konfigurationscode:
DESCS003

Konfigurationsbeispiele


Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Verschluss	Reflektor
Orthesenschuh	368000 378000	TN5 TN8	20 - 47	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Ja
Stabilschuh	356100	TN2	23 - 47	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Ja
Antivarusschuh	343000 343005	AV NS	20 - 42	Schnürung	Ja



my design

www.mydesign-schein.de



Orthesenschuh: Katalogseite 52-53
Stabilschuh: Katalogseite 72
Antivarusschuh: Katalogseite 88



Konfigurationscode:
DESCK001



Konfigurationscode:
DESCK002



Konfigurationscode:
DESCK003

Konfigurationsbeispiele


Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Verschluss	Reflektor
Orthesenschuh	362200	TN5	20 - 47	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Ja
	372200	TN8			
Stabilschuh	356000	TN2	23 - 47	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Ja
Antivarusschuh	342000	AV	20 - 42	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Ja
	342005	NS			



my design

www.mydesign-schein.de



Orthesenschuh: Katalogseite 43



Konfigurationscode:
DESHS001



Konfigurationscode:
DESHS002




Konfigurationscode:
DESHS003

Konfigurations- beispiele

Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Verschluss	Reflektor
Orthesenschuh	368300 378300	TN5 TN8	36 - 47	Schnürung	Ja



Orthesenschuh: Katalogseite 38-39



Konfigurationscode:
DESHK001

Konfigurationscode:
DESHK003

Konfigurationscode:
DESHK002

Konfigurations- beispiele

Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Verschluss	Reflektor
Orthesenschuh	365000	TN5	20 - 50	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Ja
	375000	TN8			
	375005	TN9			
	375055	TN12			

Orthesen Schuhe

Einstiegsschleife
(bei einigen Modellen)

Abnäher zum
problemlosen
Kürzen der
Riemen

Flexibler,
erhöhter
Schafttrand

Praktischer
Verschluss und
Weitenregulierung
mit Klettbandern
oder Schnürung

Stabile
Fersenkappe

Stabile Vorderkappe
als Zehenschutz



Unsere Orthesenschuhe - eine Kombination aus bewährten medizinischen Funktionen und frischem Aussehen

Das passende Schuhwerk ist eine wesentliche Ergänzung für die individuell gefertigten Orthesen. Schuhe für Orthesenträger müssen wichtigen Anforderungen entsprechen sowie deren Geh- und Laufbewegungen erleichtern.

Dafür stehen wir in engem Kontakt mit unseren Kunden, um stetig Verbesserungen und Weiterentwicklungen zu erzielen:

- neue Orthesenschuhweite TN12
- Orthesenschuhe für Gelenkorthesen
- flexible Laufsohle

Herkömmlich konfektionierte Schuhe können auf Grund ihrer Materialqualität, Formgebung und der Druckbelastung durch die Orthese diesen Anforderungen nicht gerecht werden - daher empfehlen wir hier unsere Therapieschuhe.

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“

Neue Orthesenschuhweite TN12

Um die Versorgung von großvolumigen Orthesen zu ermöglichen, haben wir zusammen mit dem Handwerk eine neue Weite für unsere Orthesenschuhe entwickelt: TN12.



Alle Schuhe in der Weite TN12 liefern wir mit zwei Einlegesohlen in 40°/50° Shore aus. So kann das Volumen durch das Herausnehmen von einer oder von beiden Einlegesohlen verändert werden.

Auf diese Weise wird das äußere Erscheinungsbild nicht beeinflusst. Bei einer einseitigen Versorgung kann der normale Fuß mit einer anderen Weite und Schuhgröße ausgestattet werden. So, wie es bereits von allen anderen TN-Weiten im Orthesenschuhbereich bekannt ist.

Orthesenschuhe für Gelenkorthesen

Träger von Gelenkorthesen benötigen einen Schuh mit einer besonderen Ausprägung der Ferse. Obwohl der Schuh ein größeres Volumen im Rückfuß- und Fersenbereich mitbringt, muss er trotzdem eine gute Passform aufweisen. Nur so sind ein optimaler Halt und eine korrekte Bewegung des Fußes beim Gehen gewährleistet.

Unsere Orthesenschuhe, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind, wurden speziell für diese Ansprüche entwickelt.



Flexible Laufsohle

Immer dünnere und flexiblere Materialien finden im orthopädischen Handwerk bei der Versorgung ihre Verwendung. Daher haben wir für den Orthesenbereich eine noch flexiblere Machart unserer Sohle eingeführt.

Alle Schuhe, die in den Tabellen mit „Flexibel“ gekennzeichnet sind, sind extrem biegsam. Trotz allem wird die therapeutische Wirkung der Orthese nicht negativ beeinflusst.

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“



Chen

367000 / Weite TN5
377000 / Weite TN8
377005 / Weite TN12

Schuhgrößen
von 20-45



Niklas

367080 / Weite TN5
377080 / Weite TN8

Sehr weit
zu öffnen



Paula

367030 / Weite TN5
377030 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Chen	367000 377000 377005	TN5 TN8 TN12	20 - 45	Nubuk	dunkelblau / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Paula	367030 377030	TN5 TN8	20 - 38	Nubuk / Netzgewebe	grau / rosa	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Niklas	367080 377080	TN5 TN8	20 - 45	Nubuk / Netzgewebe	hellgrau / dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja



Hannah

367090 / Weite TN5
377090 / Weite TN8



Akado

367040 / Weite TN5
377040 / Weite TN8



Camillo

367050 / Weite TN5
377050 / Weite TN8



Nell

367070 / Weite TN5
377070 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Akado	367040 377040	TN5 TN8	36 - 45	Nappa / Nubuk	schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja
Camillo	367050 377050	TN5 TN8	24 - 35	Nappa / Jeansstoff im Used-Look	blau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja
Nell	367070 377070	TN5 TN8	24 - 35	Nubuk / Stoff	dunkelgrau / grün	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja
Hannah	367090 377090	TN5 TN8	20 - 35	Nappa / Nubuk mit Blumenprägung	weiß / glänzend silber	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“



Toulouse

361920 / Weite TN5
371920 / Weite TN8



Zoe

361930 / Weite TN5
371930 / Weite TN8



Amelie

361940 / Weite TN5
371940 / Weite TN8



Chico

361990 / Weite TN5
371990 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Toulouse	361920 371920	TN5 TN8	21 - 35	Nappa / Jeansstoff im Used-Look	blau	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Ja
Zoe	361930 371930	TN5 TN8	21 - 35	Nappa / Jeansstoff im Used-Look	rot / beige	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Ja
Amelie	361940 371940	TN5 TN8	21 - 35	Nubuk / Netzgewebe	lila / schwarz	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Chico	361990 371990	TN5 TN8	27 - 42	Nappa / Jeansstoff im Used-Look	schwarz / grün	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Ja



Schuhgrößen
von 21-45

Carbon

361900 / Weite TN5
371900 / Weite TN8



Mareike

363960 / Weite TN5
373960 / Weite TN8



Kletty

363950 / Weite TN5
373950 / Weite TN8

Orthesen-
schuhe

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Carbon	361900 371900	TN5 TN8	21 - 45	Nappa / Netzgewebe	carbonschwarz	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Kletty	363950 373950	TN5 TN8	21 - 35	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Mareike	363960 373960	TN5 TN8	21 - 32	Nubuk / Netzgewebe	rosa	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Pina

371060 / Weite TN8



Tuffy

371090 / Weite TN8

Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design

www.mydesign-schein.de

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Pina	371060	TN8	36 - 42	Nappa / Jeansstoff im Used-Look	beige	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Tuffy	371090	TN8	24 - 42	Nubuk / Nappa	grau / blau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Hero

371080 / Weite TN8



Linus

371010 / Weite TN8



Lilly

371030 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Linus	371010	TN8	24 - 38	Nappa / Netzgewebe	blau / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Lilly	371030	TN8	20 - 35	Nubuk geprägt / Netzgewebe	rot / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Hero	371080	TN8	18 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Schuhgrößen
von 30-47

Navaro

364200 / Weite TN5
374200 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Navaro	364200 374200	TN5 TN8	30 - 47	Nappa	schwarz	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Nein



Amigo

364220 / Weite TN5
374220 / Weite TN8



Leonie

364230 / Weite TN5
374230 / Weite TN8



Kate

364290 / Weite TN5
374290 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Amigo	364220 374220	TN5 TN8	24 - 35	Jeansstoff im Used-Look	blau	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Nein
Leonie	364230 374230	TN5 TN8	24 - 32	Jeansstoff im Used-Look	lila	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Nein
Kate	364290 374290	TN5 TN8	24 - 32	Nubuk mit Blumenprägung	glänzend silber	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Nein

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“

Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design

www.mydesign-schein.de



Schuhgrößen
von 20-47

Paco

366720 / Weite TN5
376720 / Weite TN8
376725 / Weite TN9
378725 / Weite TN12

Sehr weit
zu öffnen



Linda

366740 / Weite TN5
376740 / Weite TN8



Tim

366750 / Weite TN5
376750 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Paco	366720 376720 376725 378725	TN5 TN8 TN9 TN12	20 - 47	Nubuk / Netzgewebe	grau / dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Linda	366740 376740	TN5 TN8	20 - 32	Nubuk / Netzgewebe	grau / rosa	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Tim	366750 376750	TN5 TN8	20 - 35	Nubuk / Netzgewebe	grau / mint	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja



Strike

366710 / Weite TN5
376710 / Weite TN8



Van

368700 / Weite TN5
378700 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Strike	366710 376710	TN5 TN8	20 - 35	Nubuk / Netzgewebe	grau / rot	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Van	368700 378700	TN5 TN8	36 - 50	Nappa / Netzgewebe	schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja



Maya

363310 / Weite TN5
373310 / Weite TN8

Blue

363320 / Weite TN5
373320 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Maya	363310 373310	TN5 TN8	21 - 38	Nubuk / Netzgewebe	rosa	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Blue	363320 373320	TN5 TN8	21 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Buddy

363750 / Weite TN5
373750 / Weite TN8



Arne

363760 / Weite TN5
373760 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Buddy	363750 373750	TN5 TN8	26 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Ja
Arne	363760 373760	TN5 TN8	26 - 42	Nappa / Netzgewebe	schwarz / grau	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Ja

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“



Fynn

362810 / Weite TN5
370810 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Fynn	362810 370810	TN5 TN8	30 - 47	Nappa	schwarz	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Nein



Mambo

362130 / Weite TN5
372130 / Weite TN8



Scoop

362110 / Weite TN5
372110 / Weite TN8



Rico

362100 / Weite TN5
372100 / Weite TN8



Merito

368710 / Weite TN5
378710 / Weite TN8



Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design
www.mydesign-schein.de

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Rico	362100 372100	TN5 TN8	36 - 42	Nubuk / Nappa	grau / dunkelblau	Schnürung	Textil	Nein
Scoop	362110 372110	TN5 TN8	36 - 42	Nubuk / Nappa	dunkelgrau / weiß	Schnürung	Textil	Nein
Mambo	362130 372130	TN5 TN8	36 - 42	Nubuk / Nappa	dunkelgrau / weiß	Schnürung	Textil	Nein
Merito	368710 378710	TN5 TN8	36 - 47	Nappa	schwarz	Schnürung	Textil	Ja

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“



Ruby

366610 / Weite TN5
376610 / Weite TN8



Nino

366620 / Weite TN5
376620 / Weite TN8



Beat

366650 / Weite TN5
376650 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Ruby	366610 376610	TN5 TN8	36 - 42	Nubuk / Nappa	grau / weiß	Schnürung	Textil	Ja
Nino	366620 376620	TN5 TN8	20 - 47	Nubuk / Netzgewebe	grau / dunkelblau	Schnürung	Textil	Ja
Beat	366650 376650	TN5 TN8	36 - 42	Nappa / Stoff (bedruckt)	dunkelblau / blau	Schnürung	Textil	Ja



Orthesen-
schuhe



Blacky

363030 / Weite TN5
373030 / Weite TN8



Gym

363010 / Weite TN5
373010 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Gym	363010 373010	TN5 TN8	26 - 47	Nappa / Netzgewebe	weiß	Schnürung	Kalbfutterleder	Ja
Blacky	363030 373030	TN5 TN8	30 - 47	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	schwarz	Schnürung	Kalbfutterleder	Ja



Gültig für alle Modelle
auf dieser Doppelseite



Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design

www.mydesign-schein.de



Matti

366390 / Weite TN5
376390 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Matti	366390 376390	TN5 TN8	30 - 47	Nappa	schwarz	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja

Reißverschluss
auf der Innenseite



Yannie

364300 / Weite TN5
374300 / Weite TN8



Joschi

366310 / Weite TN5
376310 / Weite TN8



Nicolai

366340 / Weite TN5
376340 / Weite TN8



Lina

366360 / Weite TN5
376360 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Yannie	364300 374300	TN5 TN8	20 - 47	Jeansstoff im Used-Look	schwarz	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	—	Ja
Joschi	366310 376310	TN5 TN8	24 - 32	Jeansstoff im Used-Look	grün	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja
Nicolai	366340 376340	TN5 TN8	30 - 42	Jeansstoff im Used-Look	dunkelblau	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja
Lina	366360 376360	TN5 TN8	24 - 42	Nubuk mit Blumenprägung	glänzend silber	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“



Reißverschluss
auf der Innenseite



Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design

www.mydesign-schein.de

Jazz

366380 / Weite TN5
376380 / Weite TN8

Gültig für alle Modelle
auf dieser Doppelseite



Racing

366330 / Weite TN5
376330 / Weite TN8



Happy

366320 / Weite TN5
376320 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Happy	366320 376320	TN5 TN8	24 - 38	Stoff (bedruckt)	blau	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja
Racing	366330 376330	TN5 TN8	24 - 32	Stoff (bedruckt)	grün	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja
Jazz	366380 376380	TN5 TN8	24 - 32	Stoff (bedruckt)	blau	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja



Reißverschluss
auf der Innenseite


Luisa

366370 / Weite TN5
376370 / Weite TN8

Nolly

366350 / Weite TN5
376350 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Nolly	366350 376350	TN5 TN8	24 - 42	Jeansstoff im Used-Look	beige	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja
Luisa	366370 376370	TN5 TN8	24 - 32	Jeansstoff im Used-Look	lila	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Flexibel	Ja



Nanaimo

368220 / Weite TN5
378220 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Nanaimo	368220 378220	TN5 TN8	24 - 42	Jeansstoff im Used-Look	blau	Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil	Flexibel	Nein



Fabienne

368290 / Weite TN5
378290 / Weite TN8

Reißverschluss auf der
Innen- und Außenseite

Orthesen-
schuhe



Trivor

368200 / Weite TN5
378200 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Trivor	368200 378200	TN5 TN8	36 - 45	Nappa	schwarz	Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil	Flexibel	Nein
Fabienne	368290 378290	TN5 TN8	24 - 32	Jeansstoff im Used-Look	lila	Schnürung / Reißverschluss auf der Innen- und Außenseite	Textil	Flexibel	Nein



Gültig für alle Modelle
auf dieser Doppelseite



Julian

364170 / Weite TN5
374170 / Weite TN8
374175 / Weite TN12



Maris

364140 / Weite TN5
374140 / Weite TN8



Curly

364110 / Weite TN5
374110 / Weite TN8



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Curly	364110	TN5	20 - 42	Jeansstoff im Used-Look	blau	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja
	374110	TN8						
Maris	364140	TN5	23 - 45	Nappa	braun	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja
	374140	TN8						
Julian	364170	TN5	20 - 42	Nappa	dunkelblau	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja
	374170	TN8						
	374175	TN12						



Filou

368110 / Weite TN5
378110 / Weite TN8

Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design
www.mydesign-schein.de

Jasmin

368130 / Weite TN5
378130 / Weite TN8



Jarvis

368100 / Weite TN5
378100 / Weite TN8

Momo

368120 / Weite TN5
378120 / Weite TN8



Weltmeister

368160 / Weite TN5
378160 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Jarvis	368100 378100	TN5 TN8	24 - 42	Nappa	schwarz	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja
Filou	368110 378110	TN5 TN8	20 - 32	Jeansstoff im Used-Look	grün	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja
Momo	368120 378120	TN5 TN8	24 - 38	Nappa	blau	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja
Jasmin	368130 378130	TN5 TN8	20 - 32	Jeansstoff im Used-Look	lila	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja
Weltmeister	368160 378160	TN5 TN8	20 - 42	Nappa	weiß / schwarz / rot / gelb	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Flexibel	Ja



Extrastärke
Polsterung am
Schaftabschluss



Elena

364930 / Weite TN5
374930 / Weite TN8



Mackay

364900 / Weite TN5
374900 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Mackay	364900 374900	TN5 TN8	36 - 47	Nappa	schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Elena	364930 374930	TN5 TN8	24 - 32	Nappa	rot	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja



Extrastarke
Polsterung am
Schaftabschluss

Vegas

363420 / Weite TN5
373420 / Weite TN8



Schuhgrößen
von 18-50

Orthesen-
schuhe



Stella

363450 / Weite TN5
373450 / Weite TN8
373455 / Weite TN9
378455 / Weite TN12

Phoenix

363480 / Weite TN5
373480 / Weite TN8
373485 / Weite TN9
378485 / Weite TN12

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Vegas	363420 373420	TN5 TN8	24 - 45	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Stella	363450 373450 373455 378455	TN5 TN8 TN9 TN12	21 - 38	Nubuk	lila / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Phoenix	363480 373480 373485 378485	TN5 TN8 TN9 TN12	18 - 50	Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja

Orthesenschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.7001, „Schuhe über Beinorthese“



Anden

363600 / Weite TN5



Monte

363610 / Weite TN5



Matterhorn

363620 / Weite TN5

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Anden	363600	TN5	36 - 47	Nappa / Netzgewebe	weiß	Klettverschlüsse, mittlerer ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Monte	363610	TN5	21 - 42	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	schwarz / dunkelblau / grau	Klettverschlüsse, mittlerer ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Matterhorn	363620	TN5	30 - 47	Nappa / Netzgewebe	schwarz	Klettverschlüsse, mittlerer ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Micki

363530 / Weite TN5



Robin

363510 / Weite TN5
373510 / Weite TN8



Jumpy

363500 / Weite TN5

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Jumpy	363500	TN5	36 - 47	Nappa / Netzgewebe	weiß / schwarz / grau	Schnürung / Klettverschluss mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Robin	363510 373510	TN5 TN8	36 - 47	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau / petrol	Schnürung / Klettverschluss mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Micki	363530	TN5	36 - 47	Nappa	braun	Schnürung / Klettverschluss mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Teddyfell-
futter



Berni

372510 / Weite TN8



Felix

362500 / Weite TN5
372500 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Felix	362500 372500	TN5 TN8	26 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell	Nein
Berni	372510	TN8	26 - 38	Nubuk / Netzgewebe	rot / dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell	Nein



Charlie

362720 / Weite TN5
372720 / Weite TN8

Teddyfell-
futter



Mountain

362610 / Weite TN5
372610 / Weite TN8



Colima

362630 / Weite TN5
372630 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Mountain	362610 372610	TN5 TN8	36 - 45	Nubuk	braun	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell	Flexibel	Ja
Colima	362630 372630	TN5 TN8	24 - 38	Nubuk	lila	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell	Flexibel	Ja
Charlie	362720 372720	TN5 TN8	27 - 42	Jeansstoff im Used-Look	blau	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Teddyfell	Flexibel	Ja



Mats

362700 / Weite TN5
372700 / Weite TN8

Nevis

362600 / Weite TN5
372600 / Weite TN8



	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Sohle	Reflektor
Nevis	362600 372600	TN5 TN8	20 - 47	Gewachster Jeansstoff im Used-Look	schwarz	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Teddyfell	—	Ja
Mats	362700 372700	TN5 TN8	36 - 45	Nappa	carbonschwarz	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Teddyfell	Flexibel	Ja



Orthesen-
schuhe



Hausi

372590 / Weite TN8



Teppi

372580 / Weite TN8

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Teppi	372580	TN8	18 - 35	Stoff / Nubuk	blau / beige / rot	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein
Hausi	372590	TN8	18 - 35	Stoff / Nubuk	bunt / rot	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein

Orthesenschuhe Limitierte Menge

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03 7001, „Schuhe über Beinorthese“

Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig.

Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an (+49 2191 910-201).

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



Ben

370210 / Weite TN8 / Gr. 18 - 42



Sunny

370450 / Weite TN8 / Gr. 23 - 33



Sky

370520 / Weite TN8 / Gr. 23 - 38



David

044165 / Weite TN8 / Gr. 18 - 31



Anja

370200 / Weite TN8 / Gr. 18 - 32



Jessica

360910 / Weite TN5 / Gr. 22 - 39
370910 / Weite TN8 / Gr. 21 - 39



Tom

360900 / Weite TN5 / Gr. 21 - 47
370900 / Weite TN8 / Gr. 21 - 47



Jakob

367010 / Weite TN5 / Gr. 23 - 38
377010 / Weite TN8 / Gr. 23 - 38



Nicky

361700 / Weite TN5 / Gr. 20 - 35
371700 / Weite TN8 / Gr. 20 - 35



Christin

361730 / Weite TN5 / Gr. 21 - 35
371730 / Weite TN8 / Gr. 20 - 35



Lupi

370380 / Weite TN8 / Gr. 21 - 32



Amy

370390 / Weite TN8 / Gr. 21 - 32



Tommy

364000 / Weite TN5 / Gr. 26 - 45
374000 / Weite TN8 / Gr. 26 - 32



Tina

364010 / Weite TN5 / Gr. 26 - 38
374010 / Weite TN8 / Gr. 27 - 38



Henry

364120 / Weite TN5 / Gr. 26 - 45
374120 / Weite TN8 / Gr. 26 - 45



Sandra

364130 / Weite TN5 / Gr. 26 - 40
374130 / Weite TN8 / Gr. 26 - 40



Carlotta

364160 / Weite TN5 / Gr. 21 - 35
374160 / Weite TN8 / Gr. 20 - 32



Annelie

364150 / Weite TN5 / Gr. 20 - 35
374150 / Weite TN8 / Gr. 20 - 38



Louby

364190 / Weite TN5 / Gr. 20 - 33
374190 / Weite TN8 / Gr. 20 - 38



Lara

364330 / Weite TN5 / Gr. 20 - 34
374330 / Weite TN8 / Gr. 20 - 35



Banu

364350 / Weite TN5 / Gr. 20 - 35
374350 / Weite TN8 / Gr. 20 - 35



Romeo

364240 / Weite TN5 / Gr. 27 - 44
374240 / Weite TN8 / Gr. 26 - 44



Lou

364250 / Weite TN5 / Gr. 26 - 40
374250 / Weite TN8 / Gr. 26 - 40



Polly

363740 / Weite TN5 / Gr. 21 - 38
373740 / Weite TN8 / Gr. 21 - 38



Sporty

363940 / Weite TN5 / Gr. 26 - 41
373940 / Weite TN8 / Gr. 27 - 41



Max

363250 / Weite TN5 / Gr. 27 - 36
373250 / Weite TN8 / Gr. 20 - 32



Martin

363340 / Weite TN5 / Gr. 21 - 36
373340 / Weite TN8 / Gr. 21 - 30



Oskar

363470 / Weite TN5 / Gr. 18 - 28
373470 / Weite TN8 / Gr. 18 - 31



Nele

363490 / Weite TN5 / Gr. 24 - 37
373490 / Weite TN8 / Gr. 21 - 37



Kito

360750 / Weite TN5 / Gr. 26 - 38
370750 / Weite TN8 / Gr. 26 - 38



Fabian

360780 / Weite TN5 / Gr. 26 - 42
370780 / Weite TN8 / Gr. 26 - 29
370785 / Weite TN9 / Gr. 26 - 41



Nico

360730 / Weite TN5 / Gr. 26 - 41
370730 / Weite TN8 / Gr. 26 - 41



Kai

362530 / Weite TN5 / Gr. 18 - 45
372530 / Weite TN8 / Gr. 18 - 45



Carolyn

362540 / Weite TN5 / Gr. 20 - 37
372540 / Weite TN8 / Gr. 20 - 36



Liam

362520 / Weite TN5 / Gr. 32 - 42
372520 / Weite TN8 / Gr. 26 - 42
372525 / Weite TN9 / Gr. 26 - 42



Knut

044540 / Weite TN8 / Gr. 18 - 21



Nils

360030 / Weite TN5 / Gr. 26 - 33
370030 / Weite TN8 / Gr. 26 - 37



Kenan

360080 / Weite TN5 / Gr. 28 - 31
370085 / Weite TN9 / Gr. 26 - 36



Jackson

362800 / Weite TN5 / Gr. 30 - 36



Edi

366730 / Weite TN5 / Gr. 20 - 35
376730 / Weite TN8 / Gr. 25 - 32



Merle

366630 / Weite TN5 / Gr. 23 - 35
376630 / Weite TN8 / Gr. 20 - 38



Milan

044860 / Weite TN9 / Gr. 20 - 26



Katie

363130 / Weite TN5 / Gr. 25 - 29



Olivia

363730 / Weite TN5 / Gr. 26 - 28



Chip

363830 / Weite TN5 / Gr. 30 - 41
373830 / Weite TN8 / Gr. 30 - 42



Summi

363840 / Weite TN5 / Gr. 30 - 38
373840 / Weite TN8 / Gr. 30 - 31



Chap

363850 / Weite TN5 / Gr. 30 - 41
373850 / Weite TN8 / Gr. 30 - 42



Moritz

363980 / Weite TN5 / Gr. 33 - 39



Johanna

366930 / Weite TN5 / Gr. 23 - 29
376930 / Weite TN8 / Gr. 20 - 38



Billy

366920 / Weite TN5 / Gr. 20 - 33
376920 / Weite TN8 / Gr. 20 - 42



Jumpy

363500 / Weite TN5 / Gr. 26 - 35



Robin

373510 / Weite TN8 / Gr. 31 - 35



Kilian

364510 / Weite TN5 / Gr. 23 - 34
374510 / Weite TN8 / Gr. 23 - 34



Uli

364820 / Weite TN5 / Gr. 20 - 35
374820 / Weite TN8 / Gr. 20 - 35



Kerry

364890 / Weite TN5 / Gr. 20 - 38
374890 / Weite TN8 / Gr. 20 - 37



Jona

364420 / Weite TN5 / Gr. 20 - 32
374420 / Weite TN8 / Gr. 20 - 32



Polo

370010 / Weite TN8 / Gr. 30 - 33



Cato

364440 / Weite TN5 / Gr. 20 - 32
374440 / Weite TN8 / Gr. 20 - 32



Josephine

362410 / Weite TN5 / Gr. 20 - 36
372410 / Weite TN8 / Gr. 20 - 38



Selina

362400 / Weite TN5 / Gr. 20 - 38
372400 / Weite TN8 / Gr. 20 - 38



Stabil Schuhe



Der sichere Begleiter mit flexibler individueller Weitenregulierung

Es ist unser Ziel, gemeinsam mit unseren Kunden, Ärzten, Physiotherapeuten, Krankenkassen und medizinischen Diensten ein starkes Team zu sein und das jeweils beste Hilfsmittel in Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu entwickeln.

Unsere Stabilschuhe erfüllen alle Anforderungen an ein von der Krankenkasse anerkanntes Hilfsmittel. Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe problemlos in puncto Weite und Größe unterschiedlich kombiniert werden.

Wichtige Kriterien für die Schuhbeschaffenheit sind:

- weiche Materialien an den Schaftenden, um Druckstellen zu vermeiden und einen hochwertigen Tragekomfort zu gewährleisten
- hohe Stabilisierung der Ferse bei gleichzeitig freier Abrollung des Fußes
- Klett- und Reißverschlüsse für ein einfaches An- und Ausziehen der Schuhe

Stabilschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.2003, „Stabilisationsschuhe“



Christin

351730 / Weite TN2



Nicky

351700 / Weite TN2

Stabil-
schuhe

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Nicky	351700	TN2	23 - 35	Nubuk	dunkelblau / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Christin	351730	TN2	23 - 35	Nubuk	grau / rosa	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja

Stabiltschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.2003, „Stabilisationsschuhe“



Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden

my design
www.mydesign-schein.de



Pool

351040 / Weite TN4



Tuffy

351090 / Weite TN4

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Pool	351040	TN4	30 - 42	Jeansstoff im Used-Look / Netzgewebe	blau / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Tuffy	351090	TN4	30 - 42	Nubuk / Nappa	grau / blau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Sunny

350450 / Weite TN4



Hero

351080 / Weite TN4

Stabil-
schuhe

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Sunny	350450	TN4	23 - 35	Nubuk / Netzgewebe	rot / dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Hero	351080	TN4	23 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Nolly

356350 / Weite TN2



Joschi

356310 / Weite TN2

Reißverschluss
auf der Innenseite

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Joschi	356310	TN2	27 - 39	Jeansstoff im Used-Look	grün	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Ja
Nolly	356350	TN2	30 - 42	Jeansstoff im Used-Look	beige	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Ja



Reißverschluss
auf der Innenseite



Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden

my design
www.mydesign-schein.de

Yannie

354300 / Weite TN2



Stabil-
schuhe

Matti

356390 / Weite TN2



Happy

356320 / Weite TN2

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Yannie	354300	TN2	23 - 42	Jeansstoff im Used-Look	schwarz	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Ja
Happy	356320	TN2	27 - 39	Stoff (bedruckt)	blau	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Ja
Matti	356390	TN2	33 - 45	Nappa	schwarz	Schnürung / Reißverschluss auf der Innenseite	Textil	Ja

Stabiltschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.2003, „Stabilisationsschuhe“



Momo

358120 / Weite TN2

Dieses Modell kann auch im Konfigurator selbst gestaltet werden



my design

www.mydesign-schein.de



Weltmeister

358160 / Weite TN2



Julian

354170 / Weite TN2

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Julian	354170	TN2	23 - 42	Nappa	dunkelblau	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Momo	358120	TN2	27 - 35	Nappa	blau	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Weltmeister	358160	TN2	24 - 42	Nappa	weiß / schwarz / rot / gelb	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja



Elena

354930 / Weite TN2
354935 / Weite TN4

Extrastarke
Polsterung am
Schaftabschluss



Mackay

354900 / Weite TN2
354905 / Weite TN4

Stabil-
schuhe

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Mackay	354900 354905	TN2 TN4	33 - 45	Nappa	schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Elena	354930 354935	TN2 TN4	28 - 35	Nappa	rot	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja

Stabiltschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.2003, „Stabilisationsschuhe“



Extrastarke
Polsterung am
Schaftabschluss

Vegas

353420 / Weite TN2
353425 / Weite TN4



Phoenix

354480 / Weite TN2
353480 / Weite TN4
353485 / Weite TN6



Stella

353450 / Weite TN2
353455 / Weite TN4

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Vegas	353420 353425	TN2 TN4	27 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Stella	353450 353455	TN2 TN4	27 - 39	Nubuk	lila / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Phoenix	354480 353480 353485	TN2 TN4 TN6	23 - 42	Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja

Extrastarke
Polsterung am
Schaftabschluss



Matterhorn

353620 / Weite TN2
353625 / Weite TN4



Teddyfell-
futter

Nevis

352600 / Weite TN2

Stabil-
schuhe

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Nevis	352600	TN2	23 - 47	Gewachster Jeansstoff im Used-Look	schwarz	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Teddyfell	Ja
Matterhorn	353620 353625	TN2 TN4	30 - 47	Nappa / Netzgewebe	schwarz	Klettverschlüsse, mittlerer ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig.

Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an (+49 2191 910-201).

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



Anja

350200 / Weite TN4 / Gr. 23 - 32



Ben

350210 / Weite TN4 / Gr. 23 - 42
350215 / Weite TN6 / Gr. 23 - 42



Sky

350520 / Weite TN4 / Gr. 23 - 38



Polo

350010 / Weite TN4 / Gr. 30 - 47



Nico

350730 / Weite TN4 / Gr. 28 - 36



Kito

350750 / Weite TN4 / Gr. 26 - 38



Fabian

350780 / Weite TN4 / Gr. 27 - 42
350785 / Weite TN6 / Gr. 26 - 42



Noah

350675 / Weite TN6 / Gr. 23 - 34



Nele

354490 / Weite TN2 / Gr. 24 - 36
353490 / Weite TN4 / Gr. 25 - 33
353495 / Weite TN6 / Gr. 24 - 38



Sandra

354130 / Weite TN2 / Gr. 26 - 40



Annelie

354150 / Weite TN2 / Gr. 26 - 38



Henry

354120 / Weite TN2 / Gr. 26 - 45



Tommy

354000 / Weite TN2 / Gr. 26 - 45



Tina

354010 / Weite TN2 / Gr. 26 - 38



Kai

352530 / Weite TN6 / Gr. 26 - 40



Carolyn

352540 / Weite TN6 / Gr. 25 - 38



Liam

352520 / Weite TN6 / Gr. 23 - 42

Multistabil Schuhe

Optional: seitliche Stäbe sorgen für zusätzliche Versteifung und Stabilität

Praktischer Verschluss und Weitenregulierung mit Klettbandern oder Schnürung

Schaft- und Laschenpolster

Hohe knöchel-
übergreifende
Kappe zur
Stabilisierung
des Sprung-
gelenks



Im Vergleich zum my generation Stabilschuh verfügt der Multistabilschuh über einen noch höheren Schaft mit einer stabilen Arthrodesen-kappe. Diese kann zusätzlich durch jeweils zwei thermoplastisch verformbare Stabilisierungsstäbe auf der Innen- und Außenseite verstärkt werden. Die Versteifungselemente sind in zwei Festigkeiten erhältlich: weiß = stark, hautfarben = mittel. Vier weiße Stäbe werden mitgeliefert. So kann im Bereich des Sprunggelenks noch mehr seitliche Stabilität sowie Rotationsstabilität erzielt werden, ohne das Abrollen des Fußes zu beeinträchtigen. Die integrierte Ballenrolle erleichtert die Schrittabwicklung.

Wie von unseren anderen Therapieschuhen bereits bekannt, lassen sich auch bei diesen Modellen individuelle Schuhzurichtungen vornehmen. Die Einsatzgebiete für den Multistabilschuh umfassen unter anderem die Nachbehandlung von konservativ oder operativ versorgten Kapselbandläsionen des Sprunggelenks bzw. von Kapselbandinsuffizienz oder Achillessehnenverletzungen. Ebenso eignet er sich für die Ruhigstellung im Bereich der Fußwurzel und des Mittelfußes sowie die Nachversorgung von Frakturen und Arthrodesen. Die Pos.-Nr. für das Hilfsmittelverzeichnis ist beantragt.

Multistabilschuhe

Hilfsmittelverzeichnis: Pos.-Nr. beantragt



Montana

359010 / Weite ST3



Nevada

359000 / Weite ST3



Oregon

359500 / Weite ST3



041910-002 Gr. 36-39
 041910-003 Gr. 40-44
 041910-004 Gr. 45-47
 Ein Set beinhaltet
 acht Stabilisierungsstäbe, weiß



041911-002 Gr. 36-39
 041911-003 Gr. 40-44
 041911-004 Gr. 45-47
 Ein Set beinhaltet
 acht Stabilisierungsstäbe, hautfarben

Multistabil-
schuhe

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Nevada	359000	ST3	36 - 47	Nappa / Netzgewebe	schwarz / grau	Schnürung	Textil	Nein
Montana	359010	ST3	36 - 47	Nappa / Netzgewebe	weiß	Schnürung	Textil	Nein
Oregon	359500	ST3	36 - 47	Nappa / Netzgewebe	schwarz / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Nein

Antivarus Schuhe

Hoher Schaft zur Stabilisierung des Sprunggelenks

Schaftpolsterung sorgt für angenehmen Tragekomfort

Praktischer Verschluss und Weitenregulierung mit Klettbindern oder Schnürung

Stabile Vorderkappe als Zehen- und Verschleißschutz bei geschlossenen Schuhen

Medial verlängerte Hinterkappe über den Korrekturpunkt des Großzehengrundgelenks für eine gleichbleibende Korrektur



Antivarusschuhe: für eine sichere Korrektur von Anfang an

Für viele Kinder ist es zu Beginn eine große Umstellung, in den Antivarusschuhen zu laufen. Die Steifigkeit des Schuhs, die bei der Therapie ein Muss ist, fühlt sich ungewohnt an und erschwert das Gehen, da der Fuß in eine korrigierte Position „gedrückt“ wird. Erfahrungsgemäß gewöhnen sich Kinder aber schnell an das neue Gefühl.

Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe problemlos in puncto Weite und Größe unterschiedlich kombiniert werden.

Unterstützend zur Therapie mit Antivarusschuhen können bei einer leichten Fehlstellung auch folgende Dinge helfen:

- regelmäßige Massage der Füße
- entsprechende Übungen
- Krankengymnastik

Wichtig ist eine stetige Kontrolle des Therapieverlaufs im Dialog mit dem behandelnden Arzt. Umso früher Ihr Kind die richtige Versorgung erhält, desto einfacher kann eine Korrektur vorgenommen werden.

Baby- sichelfußorthese

Die Babysichelfußorthese ist eine Korrekturorthese aus weichem Leder in Schuhform. Für variable Korrekturen ist die Sohle der Orthese geteilt. Der Rückfuß wird durch eine Hinterkappe stabilisiert.

Die Korrektur der Vorfußfehlstellung erfolgt im Bereich des Lisfranc'schen Gelenks über einen Federzug am Fußaußenrand. Die Anlage am Großzehenballen und am Würfelbein (äußerer Fußrand) führen den Vorfuß in die korrigierte Stellung.

Die Orthese findet ihren Einsatz vorwiegend bei Säuglingen und Kleinkindern im Krabbelalter; danach kann diese als Nachtschiene bei weiterhin redressionsbedürftigen Adduktionsstellungen des Vorfußes eingesetzt werden.

Babysichelfußorthese
039101 (rechts)
039102 (links)

13 Größen von 80 bis 150 mm
(zum Gehen und Stehen
nicht geeignet)



Korrekturzubehör:

Die Babysichelfußorthese wird mit montierter Feder in Normalspannung sowie zwei Federn für mittlere bzw. maximale Spannung und einem Fixierelement geliefert.

Je nach Verordnung erfolgt die Umsetzung mit einer dynamischen oder fixierten Korrektur.



Mit dynamischer
Korrektur



Mit fixierter
Korrektur

Baby- sichelfußschuhe

Der Babysichelfußschuh ist mit einer unveränderbaren Antivaruskorrektur ausgestattet. Durch die Laufsohle ermöglicht der Schuh das Stehen und Gehen. Bei einseitiger Sichelfußversorgung steht für die gesunde Gegenseite ein Schuh in Neutralstellung zur Verfügung.

Acht Größen von 80 bis 150 mm

Babysichelfußschuh
mit Korrektur
039501 (rechts)
039502 (links)



Babysichelfußschuh
in Neutralstellung
039506 (rechts)
039507 (links)



Sichel- und Klumpfußschiene

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 23, Pos.-Nr. 23.03.02.2002, „Unterschenkelagerungsschale“
Produktgruppe 23, Pos.-Nr. 23.03.02.1002, „Oberschenkelfassung“

Die Sichel- und Klumpfußschiene ist eine passiv korrigierende Orthese aus Polyethylen zur Behandlung des kindlichen Sichelfußes und eines vorbehandelten Klumpfußes.

Die Orthese ist eine Nachtschiene und korrigiert die Adduktionsstellung des Vorfußes mit dem 3-Punkt-Prinzip.

Bei leichter Spitzfußkomponente wird mit einer zusätzlichen Oberschenkelfassung die 90°-Stellung im Knie zur Entlastung der Wadenmuskulatur erzielt.

15 Größen
von 7 bis 23 cm

Oberschenkelfassungen
035270 (weiß)
035271 (blau)
035273 (bärliblau)
035274 (taifun)

Unterschenkelfassungen
035260 (weiß)
035261 (blau)
035263 (bärliblau)
035264 (taifun)



Antivarusschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.6002, „Korrektursicherungsschuhe“



Jamie

041040 / AV
041045 / NS



Amy

041030 / AV
041035 / NS



Lupi

041010 / AV
041015 / NS



Jolie

041000 / AV
041005 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Jolie	041000 041005	AV NS	18 - 29	Nubuk geprägt	rot	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein
Lupi	041010 041015	AV NS	18 - 42	Nubuk	dunkelblau / hellblau / rot	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein
Amy	041030 041035	AV NS	18 - 32	Nubuk	rosa / beige	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein
Jamie	041040 041045	AV NS	18 - 29	Nappa / Stoff (bedruckt)	blau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein



Anja

041790 / AV
041795 / NS



Ben

041750 / AV
041755 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Ben	041750 041755	AV NS	18 - 42	Nappa / Nubuk / Netzgewebe	blau / grau / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein
Anja	041790 041795	AV NS	18 - 28	Nubuk / Netzgewebe	rosa / beige	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein

Antivarusschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.6002, „Korrektursicherungsschuhe“

Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design

www.mydesign-schein.de



Sunny

041090 / AV
041095 / NS



Hero

041080 / AV
041085 / NS



Lilly

341030 / AV
341035 / NS



Linus

341010 / AV
341015 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Hero	041080 041085	AV NS	18 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Sunny	041090 041095	AV NS	18 - 35	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / rot	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Linus	341010 341015	AV NS	18 - 32	Nappa / Netzgewebe	blau / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Lilly	341030 341035	AV NS	18 - 32	Nubuk geprägt / Netzgewebe	rot / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Mareike

041620 / AV
041625 / NS



Kletty

041680 / AV
041685 / NS



Amelie

341940 / AV
341945 / NS



Toulouse

341920 / AV
341925 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Mareike	041620 041625	AV NS	21 - 32	Nubuk / Netzgewebe	rosa	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Kletty	041680 041685	AV NS	21 - 35	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja
Toulouse	341920 341925	AV NS	21 - 32	Nappa / Jeansstoff im Used-Look	blau	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Textil	Ja
Amelie	341940 341945	AV NS	21 - 35	Nubuk / Netzgewebe	lila / schwarz	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja



Lina

346360 / AV
346365 / NS



Lara

344330 / AV
344335 / NS



Matti

346390 / AV
346395 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Lara	344330 344335	AV NS	20 - 35	Nappa	rosa	Schnürung	Textil	Ja
Lina	346360 346365	AV NS	21 - 35	Nubuk mit Blumenprägung	glänzend silber	Schnürung	Textil	Ja
Matti	346390 346395	AV NS	24 - 39	Nappa	schwarz	Schnürung	Textil	Ja



Racing

346330 / AV
346335 / NS



Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden

my design

www.mydesign-schein.de



Yannie

344300 / AV
344305 / NS



Happy

346320 / AV
346325 / NS



Joschi

346310 / AV
346315 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Yannie	344300 344305	AV NS	20 - 42	Jeansstoff im Used-Look	schwarz	Schnürung	Textil	Ja
Joschi	346310 346315	AV NS	21 - 32	Jeansstoff im Used-Look	grün	Schnürung	Textil	Ja
Happy	346320 346325	AV NS	21 - 35	Stoff (bedruckt)	blau	Schnürung	Textil	Ja
Racing	346330 346335	AV NS	24 - 32	Stoff (bedruckt)	grün	Schnürung	Textil	Ja



Momo

348120 / AV
348125 / NS



Julian

344170 / AV
344175 / NS



Weltmeister

348160 / AV
348165 / NS

Dieses Modell kann
auch im Konfigurator
selbst gestaltet werden



my design

www.mydesign-schein.de

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Julian	344170 344175	AV NS	20 - 38	Nappa	dunkelblau	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Momo	348120 348125	AV NS	21 - 32	Nappa	blau	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Weltmeister	348160 348165	AV NS	21 - 32	Nappa	weiß / schwarz / rot / gelb	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Textil	Ja



Hausi

042590 / AV
042595 / NS



Teppi

042580 / AV
042585 / NS




Kerry

344890 / AV
344895 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Teppi	042580 042585	AV NS	18 - 35	Stoff / Nubuk	blau / beige / rot	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein
Hausi	042590 042595	AV NS	18 - 35	Stoff / Nubuk	bunt / rot	Klettverschlüsse ohne Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein
Kerry	344890 344895	AV NS	20 - 38	Nubuk	blau / beige / weiß	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Ja

Antivarusschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.6002, „Korrektursicherungsschuhe“



Cloud

042030 / AV
042035 / NS



Maxi

042040 / AV
042045 / NS



Marty

042050 / AV
042055 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Cloud	042030 042035	AV NS	18 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell/ SympaTex	Ja
Maxi	042040 042045	AV NS	18 - 38	Nubuk / Netzgewebe	rot / beige / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell/ SympaTex	Ja
Marty	042050 042055	AV NS	20 - 42	Nubuk / Netzgewebe	braun / schwarz	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell/ SympaTex	Ja



Extrastarke
Polsterung am
Schaftabschluss

Fabian

040330 / AV
040335 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Fabian	040330 040335	AV NS	18 - 42	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Kalbfutterleder	Nein

Antivarusschuhe

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.6002, „Korrektursicherungsschuhe“



Stella

343450 / AV
343455 / NS



Vegas

343420 / AV
343425 / NS

Extrastarke
Polsterung am
Schaftabschluss



Phoenix

042560 / AV
042565 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Phoenix	042560 042565	AV NS	18 - 42	Nubuk / Netzgewebe	schwarz / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Vegas	343420 343425	AV NS	24 - 39	Nubuk / Netzgewebe	dunkelblau / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja
Stella	343450 343455	AV NS	18 - 32	Nubuk	lila / grau	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Textil	Ja



Nevis

342600 / AV
342605 / NS

Teddyfell-
futter



Colima

342630 / AV
342635 / NS



Mountain

342610 / AV
342615 / NS

	Artikel-Nr.	Weite	Größe	Material	Farbe	Verschluss	Innenfutter	Reflektor
Nevis	342600 342605	AV NS	20 - 42	Gewachster Jeansstoff im Used-Look	schwarz	Klettverschlüsse, oberster mit Umlenkrolle	Teddyfell	Ja
Colima	342630 342635	AV NS	21 - 32	Nubuk	lila	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell	Ja
Mountain	342610 342615	AV NS	21 - 32	Nubuk	braun	Klettverschlüsse mit Umlenkrolle	Teddyfell	Ja

Antivarusschuhe Limitierte Menge

Hilfsmittelverzeichnis – Produktgruppe 31, Pos.-Nr. 31.03.03.6002, „Korrektursicherungsschuhe“

Diese Modelle sind nur in begrenzter Anzahl vorrätig.

Bitte rufen Sie uns wegen der Verfügbarkeit an (+49 2191 910-201).

Unser Tipp: Suchen Sie sich ein entsprechendes Alternativmodell aus dem aktuellen Programm aus!



Nicky

341700 / AV / Gr. 20 - 35
341705 / NS / Gr. 20 - 35



Christin

341730 / AV / Gr. 20 - 35
341735 / NS / Gr. 20 - 35



Carbon

341900 / AV / Gr. 21 - 42
341905 / NS / Gr. 21 - 42



Sky

041020 / AV / Gr. 18 - 38
041025 / NS / Gr. 18 - 38



Viola

040960 / AV / Gr. 24 - 28
040965 / NS / Gr. 20 - 27



Annelie

344150 / AV / Gr. 20 - 26
344155 / NS / Gr. 20 - 38



Nele

042550 / AV / Gr. 18 - 38
042555 / NS / Gr. 20 - 38



Kito

040350 / AV / Gr. 18 - 38
040355 / NS / Gr. 18 - 38



Nico

040340 / AV / Gr. 23 - 42
040345 / NS / Gr. 28 - 42



Mia

040080 / AV / Gr. 21 - 28
040085 / NS / Gr. 20 - 28



Paul

040070 / AV / Gr. 24 - 35
040075 / NS / Gr. 22 - 42



Jona

344420 / AV / Gr. 24 - 32
344425 / NS / Gr. 20 - 32



Cato

344440 / AV / Gr. 23 - 32
344445 / NS / Gr. 20 - 32



Isabell

342100 / AV / Gr. 30 - 33
342105 / NS / Gr. 28 - 33



my generation




by **schein**



Geringfügige Farbabweichungen und Modelländerungen vorbehalten.
Abgebildete Schuhe sind in Gr. 28 dargestellt.

Ihr Fachhändler:



Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-201
Fax +49 2191 910-102
E-Mail: info@schein.de
www.mygeneration-schein.de



Germany since 1879